



СВЕРХПРОЧНЫХ
СОЗВЕЗДИЕ
CONSISTELLATION



Freza


Catalog

Carbide cutters
for dental laboratory

Фреза

Каталог продукции

Фрезы твердосплавные
зуботехнические



Различная цветовая маркировка фрез поможет в выборе необходимой группы фрез, а большой спектр геометрических форм и размеров обеспечит проведение любых зуботехнических работ

Various colour marking helps in choosing the desired type of the cutters. A wide range of geometrical shapes and sizes provides any type of dental operations.

Фрезы с очень крупной крестообразной нарезкой

Применяются:

для обработки супергипса, для работы с огнеупорной массой (удаление излишков, наплывов) и для скоростной обработки пластмассы.

Cutters with very large criss-cross toothing

Used:

for machining the super mold plaster, for working with fire-resistant masses to remove the surplus material and flow-on, and for speedy machining of plastic materials.



509001



509101



509102



509402



509801



ПИКА

Фрезы с прямопоперечной нарезкой

Применяются:

для обработки мягких термопластических конструкций разной степени твердости, обеспечивая ровную и гладкую шлифованную поверхность.

Cutters with straight-across tothing

Used:

for machining soft thermo-plastic materials of different degree of hardness, providing equal and smooth grinding surface.




806001




806202



806402




806801



806802



807001



807101



807301



807302



807402

Фрезы с крупной прямопоперечной нарезкой

Применяются:

для быстрой обработки мягких термопластических конструкций разной степени твердости. Крупные, прямые, острые зубья снимают материал без перегрева на высоких оборотах.

Cutters with large straight-across toothing

Used:

for speedy machining soft thermo-plastic materials of different degree of hardness. Large, straight, sharp edges remove the machined material without overheating at high speeds.





846301



847102



847302



Фрезы ПИРАНЬЯ

Фрезы с супермелкой крестообразной нарезкой

Применяются:

для финишной обработки керамики, золота и сплавов из драгоценных металлов.

Cutters with super fine criss-cross toothing

Used:


for finishing ceramic materials, gold and alloys of precious metals.



202202



202402



202801



203001



203101



204902

Фрезы с крупной крестообразно-поперечной нарезкой фрезы с улучшенными режущими свойствами

Применяются: для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и других видов сплавов. Большое количество режущих граней обеспечивает мягкий и плавный ход фрезы. В результате значительно улучшается качество обработанной поверхности.

Cutters with large crosswise toothing cutters with improved cutting quality

Used for: the speedy machining of chrome-cobalt, chrome-nickel and other kinds of alloys. Due to one additional cutting there are more cutting edges that make the processing easier, quicker and smoother. As a result, the quality of finished surface is improved.




906202



906402



906602



906001



906301



906801



906802



906803



907001



907102



907301

Фрезы с крупной крестообразной нарезкой

Применяются:

для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и других видов сплавов. Обладают высокой износоустойчивостью. Поверхности фрез выполнены с крупными острыми гранями и крестообразной системой отлома стружки.


При использовании скоростных зуботехнических микромоторов металл обрабатывается очень быстро.



404902



406102



406202



406302



406402



406502



406602



406001



406301



406801

Cutters with large criss-cross toothing

Used for:

the speedy machining of chrome-cobalt, chrome-nickel and other kinds of alloys and are noted for their high wear stability. The surfaces of cutters are provided with large sharp edges and the criss-cross system of chip breaking. When they are used with high-speed dental laboratory micromotors the metal is machined very easily and rapidly.



406802



406803



406901



407001



407101



407102



407301



407401



407402


Шаровидные фрезы / Spherical milling cutters



1.0



1.6



2.3



4.0



5.0




6.0

Фрезы для акрила

Применяются: для работы с акрилом в ногтевом сервисе.


Cutters for acrylic

Used: for work with acrylic in nail service.



0160

без сферы



0160

Фрезы со средней крестообразной нарезкой

Применяются: для эффективной и плавной обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и других видов сплавов. Отличаются высокой износоустойчивостью. Этот тип нарезки позволяет применять фрезы для более тонкой обработки сплавов из драгоценных металлов, а также для обработки керамики.

Cutters with medium criss-cross toothing

Used: for effective and smooth trimming of chrome-cobalt, chrome-nickel and other kinds of alloys. They are noted for their high wear stability. This type of cutters allows the use for finer finishing of different alloys, as well as for ceramic materials.



436001



437102

Фрезы с реверсивной нарезкой

Применяются: для обработки термопластических конструкций разной степени твердости. Одинаково хорошо работают при вращении в обе стороны.

Cutters with reversive toothing

Used: for machining thermo-plastic materials of different degree of hardness. They work equally well in both directions.



0160R



006001R



006802R


Фрезы для левшей

Применяются: для работы левой рукой.

Режущие грани направлены в другую сторону, т.е. против часовой стрелки.



302001L



303001L



304902L



305002L



404902L



406001L



406802L



406803L

Cutters for left-handers

Intended: for left-handed use.

The cutting edges are directed in the other direction, i.e. counterclock-wise.



407001L



407102L



407401L



509001L



906001L



906801L



906803L



907001L



907102L


Фрезы с мелкой крестообразной нарезкой

Применяются:

для финишной обработки сплавов из драгоценных металлов, хромокобальтовых, хромоникелевых сплавов, стали, а также для быстрой грубой обработки керамики, придания формы и контурирования.

Фрезы большого диаметра можно использовать для обработки широких поверхностей, коррекции прикуса.

Фрезы с тонким концом рабочей части удобны для работы между элементами конструкции. Конструкция режущих граней обеспечивает легкое врезание фрезы в металл и быстрое резание материала в условиях малого давления фрезы на поверхность. Благодаря этому фрезы могут применяться для врачебной коррекции цельнолитых и металлокерамических протезов в условиях клиники с использованием микродвигателя стоматологической установки, который не обладает




302202



302302



302402



302502



302602



304502



304602



304702



304902



305002



305102

Cutters with fine criss-cross tothing

Used for:

finishing the surfaces of alloys made of precious metals, chrome-cobalt and chrome-nickel alloys and steel as well as for speedy rough machining of ceramic materials and imparting the shape and contouring.

Large diameter cutters can be used for machining wide surfaces and the correction of the bite. Cutters with a thin tip of the working portion are convenient for working between the elements of a denture. The cutting edges' design ensures the easy entry of the cutter into the metal in the conditions of the slight pressure onto the surface. Due to this feature these cutters may be used by doctors for the correction of solid and metal-ceramic prostheses in clinical conditions while using the micromotor of his dental unit though it is not as powerful as the dental laboratory micromotor.



302001




302801



302802



302803




302901



303001



303002



303101



303102

Фрезы с простой мелкой нарезкой

Применяются:

для финишной обработки и тонкого снятия золота, других металлов и акриловых пластмасс.

Cutters with standard fine tooththing

Used for:

finishing operations and slight removal of gold, other metals and acrylic plastic materials.



100801



101001



101002



100202



100302



100402



100602

Фрезы с мелкой спиральной нарезкой

Применяются:

для обработки сплавов из драгоценных металлов, металллокерамики и титана. Поверхности фрез выполнены с мелкими острыми гранями и спиральной системой отлома стружки, чем обеспечивается экономичный съем обрабатываемого материала.

Cutters with fine spiral tooling

Used:

for machining alloys made of precious metals, metal-ceramic materials and titanium. The surfaces of the cutters are provided with fine sharp edges and the spiral system of breaking off the chips thus ensuring the economical removal of the machined material.



700801



702102



702202



702402



702602



704602



704902

Фрезы для фрезерных установок

Применяются:

для высокоточного моделирования и обработки деталей для изготовления комбинированных бескламерных протезов.

Cutters for cutting units

Used for:

high-precision modeling and machining for making special combined dentures.

Параллельные фрезы / Parallel cutter



600010



600015



600023



600110



600115



600123



600502

Градусные фрезы / Angle-degree cutters



602023



604030



606040

Фрезы для воска / Cutters for wax



600001



600002



600003



600004



📍 ООО «Фреза» 420029, Россия,
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34,
корпус 4
для писем: 420061, г. Казань, а/я 116

✉ e-mail: sales@frezakzn.ru

🌐 www.frezakzn.ru

📍 FREZA Company Ltd 34, building 4,
Sibirsky Tract Street,
Kazan, 420029, Republic of Tatarstan,
Russia

✉ e-mail: sales@frezakzn.ru

🌐 www.frezakzn.ru



Магазин на OZON